



## Fiche ressource sur les aides techniques

### Informations générales

**Nom de l'aide technique :** Guidon de transfert pivotant

**Type d'aide technique :** Aide aux transferts

**Description courte :** Cette aide technique a pour but de faciliter la réalisation des transferts d'une assise à une autre avec l'aide d'un aidant. Elle est composée d'un guidon, d'un socle pivotant (similaire à un disque de transfert) et de roulettes pour faciliter son déplacement à vide.

**Public concerné :** S'adresse aux personnes qui ont la capacité de se verticaliser et de maintenir la station debout mais qui rencontrent des difficultés à pivoter pour passer d'une assise à une autre. Elle permet également de soulager les aidants lors du transfert (prévention des troubles musculosquelettiques – TMS)

**Fabricant / Fournisseur :** Alter Eco Santé

### Avantages et limites

#### Points forts :

- Cadre réglable en hauteur afin de s'adapter à la personne
- Inclinaison du cadre favorisant l'antépulsion de la personne lors des transferts

#### Points faibles / Limites :

- Le bénéficiaire doit présenter suffisamment de tonus dans les membres inférieurs et le tronc afin de maintenir la station debout durant le transfert et dans les membres supérieurs pour pouvoir se tenir au guidon
- Pas de réglages en hauteur des appuis tibiaux



## Conseils d'ergothérapeutes

### Adaptabilité :

Deux modèles disponibles :

- Tina : modèle avec seulement les appuis tibiaux (présent à EMMA l'appartement du Bel Age)
- Giro : modèle avec appuis tibiaux et appuis brachiaux (pour soulager appui des avant-bras). Il est également possible de remplacer les appuis tibiaux déjà présents par un appui monobloc qui permet de sécuriser le positionnement des membres inférieurs lors des transferts.

Ces modèles sont accompagnés d'une sangle pour sécuriser les transferts.

### Exemples de situations d'utilisation :

- Passer d'une assise à une autre et inversement
  - o Du lit au fauteuil roulant
  - o Du lit à la chaise de douche roulante
  - o Du canapé au fauteuil roulant
  - o ...

### Précautions d'utilisation :

- Présence d'une tierce personne nécessaire à la manipulation de l'aide technique et pour sécuriser les transferts
- Comme expliqué dans la partie « points faibles/limites », il est nécessaire que le bénéficiaire soit en capacité de maintenir la station debout et de s'aider des membres supérieurs
- Ne permet pas le déplacement d'une personne d'un point à un autre, il faut par conséquent que les deux assises soient proches l'une de l'autre (cf la photo suivante)
- 

## Avis et retours d'utilisation

### Expériences positives :

Cette aide technique avait été préconisée à une patiente afin de l'aider à passer du lit au fauteuil roulant. Elle arrivait à se verticaliser mais n'arrivait pas à pivoter d'une assise à une autre. Lors de ces transferts elle s'accrochait aux vêtements de l'aide-soignante et exprimait une peur importante de chuter. L'utilisation du guidon a permis de la rassurer et soulager l'aidante lors des transferts.

### Difficultés rencontrées :

Cette aide technique avait été préconisée initialement pour un patient qui présentait les mêmes difficultés que la personne citée précédemment, cependant, son état a évolué. Il présentait une diminution importante du tonus musculaire dans les membres inférieurs rendant la verticalisation et le maintien de la station debout difficile. Une réévaluation de ses capacités a été réalisée afin de trouver une autre aide technique plus adaptée.



## Informations pratiques

**Prix indicatif :** entre 400 et 700 euros

**Lieux de distribution :** Alter Eco Santé ([www.altereacosante.net](http://www.altereacosante.net)) ou les prestataires de vente de matériel médical

**Possibilités de financement ou aides :** prise en charge partielle par la sécurité sociale sur prescription médicale, code LPP n° 6271958 et n° 6271964

### Auteur de la fiche

- **Nom de l'ergothérapeute :** Aurélie MENDOLIA
- **Date de rédaction :** 10/04/25